

Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués

1 – Préambule

Les Terminaux Lecteurs de cartes SESAM-Vitale homologués pour la lecture des cartes Vitale et CPS sont de plus en plus sollicités. L'apparition des nouveaux services promus par l'assurance maladie (Télé services d'améli pro, Télé services intégrés aux logiciels et DMP) viennent enrichir l'offre nationale SESAM-Vitale déjà existante, (Facturation, Télé-mise à jour des cartes Vitale).

L'enrichissement de l'offre SESAM-Vitale engendre sur le terrain – notamment pour les lecteurs vieillissants – des dysfonctionnements sur le poste de travail et devient un irritant pour les Professionnels de santé. Une inflation de la sollicitation des divers supports techniques des industriels est constatée.

Dans ce contexte, performance et sécurité sont de plus en plus exigeantes et sont requises. De facto, les équipementiers **INGENICO** et **KAPELSE** effectuent régulièrement des maintenances sur les applications de lecteurs pour satisfaire ces exigences et répondre à la réglementation.

Il est donc très important que les lecteurs de cartes SESAM-Vitale homologués soient mis à jour avec la version la plus récente disponible de l'application du lecteur.

La présente liste de lecteurs précise les dernières versions d'application de lecteurs SESAM-Vitale homologués. Cette liste sera mise à jour au fil de l'eau en fonction des nouvelles versions de maintenance fournies par les équipementiers **INGENICO** et **KAPELSE**.

➔ L'information relative aux **lecteurs homologués commercialisables** est disponible sur le [catalogue produit](#) du GIE SESAM-Vitale.

Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués

2. Liste des dernières versions des applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués

CDC SESAM-Vitale	Version Référentiel TL/TLA	Équipementier	Produit	Dernière Version	Maintenance équipementier	Migration TL et TLA bimode	Statut des versions
1.31	02.00	INGENICO	Baladeur Santé	01.15	Non	Non	Versions obsolètes
			Baladeur Santé Office	02.13	Non	Non	
	02.10	WYNID	WY LIS MEDIFX	01.02	Non	Non	
			GEMALTO	GCR 750	02.11	Non	
		INGENICO	EFT 20	02.13	Non	Non	
			TWIN 10	02.10	Non	Non	
1.40	03.00	THALES e-Transactions	LCS5 100 (PROM : A106)	02.11	Non	Non	
		CHERRY	G 80-8921	03.00	Non	Non	
			GCR 750	03.01	Non	Non	
		GEMALTO	GEMSCOPE	03.07	Non	Non	
			MAGIC 6000	03.04	Non	Non	
			SEALYS	03.01	Non	Non	
			INGENICO	Baladeur Santé	02.20	Non	Non
		Baladeur Santé Office		03.04	Non	Non	
		EFT 10, 20 et 30		03.00	Non	Non	
		EFT930 B, G et P		03.52	Non	Non	
		EFTsmart		03.11	Non	Non	
		ELITE 650		22	Non	Non	
		ICT 220		03.54	Non	Non	
		ICT 250		03.54	Non mais existe en v.03.30	Non	
		PRIUM 3S		03.07	Non mais existe en v.03.35	Non	
		Prium Service +		03.07	Non	Non	
		TWIN 10, 30 et 30+	03.03	Non	Non		
		TWIN 32 et 33	03.09	Non	Non		
	VitalAct 3S	02.27	Non mais existe en v.03.37	Non			
	VitalAct AM et PR	02.22	Non	Non			
	THALES e-Transactions	DUALIS (PROM : A108)	03.01	Non	Non		
		LCS5100 (PROM : A106)	03.01	Non	Non		
	WYNID	WY LIS MEDIFX	03.02	Non	Non		
	03.30	INGENICO	ICT 250	03.30	Oui	Oui	Versions minimales
IHC 610 (ou SET2)			03.32	Oui	Oui		
IWL 250_GPRS, PPEM et PUEM			03.32	Oui	Oui		
IWL 280			03.30	Oui	Oui		
IWL 350			03.33	Oui	Oui		
PRIUM 3S			03.35	Non	Non		
PRIUM V4			03.32	Oui	Oui		
TWIN 31			03.35	Non	Non		
KAPELSE	KAP&LINK	03.34	Oui	Oui			
Terminal Lecteur Bimode - TL PSS et PC/SC							
04.00	INGENICO	ICT 250	04.02	Oui	Sans objet	Versions de référence	
		IHC 610	04.01	Oui	Sans objet		
		IWL 250 PPEM et PUEM	04.02	Oui	Sans objet		
		IWL 280	04.02	Oui	Sans objet		
		IWL 350	04.00	Oui	Sans objet		
		PRIUM V4	04.01	Oui	Sans objet		
	KAPELSE	KAP&LINK	04.00	Oui	Sans objet		
1.40	Terminal Lecteur Applicatif - TLA PSS - et conforme au référentiel Terminal Lecteur 03.30						
	03.30	INGENICO	VitalAct 3S	03.37	Oui	Oui	Versions minimales
			Baladeur Santé 2	03.32	Oui	Oui	
		VEHIS	03.37	Oui	Oui		
		KAPELSE	KAP&GO	03.32	Oui	Oui	
	04.10	INGENICO	VEHIS	04.15	Oui	Sans objet	Versions de référence
			VitalAct 3S	04.19	Oui	Sans objet	
		Baladeur Santé 2	04.10	Oui	Sans objet		
		KAPELSE	eS-KAP-Ad	04.12	Oui	Sans objet	
			KAP&GO	04.10	Oui	Sans objet	

Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués

3. Commentaires sur la liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués.

La colonne « **Maintenance équipementier** » : précise si l'application est ou n'est plus maintenue par l'équipementier. La mention "Oui" dans la ligne signifie que l'équipementier peut apporter un correctif en cas de dysfonctionnement avéré. Dans ce cas, le numéro de version de l'application du lecteur change.

La colonne « **Dernière version** » : précise la dernière version connue pour l'équipement concerné. Une version non maintenue n'est plus corrigée ni fournie par l'équipementier.

La colonne « **Statut des versions** » précise si :

- La version du lecteur est **obsolète**, dans ce cas la version ne fait plus l'objet de mise à jour et d'une maintenance de l'équipementier.
- La version du lecteur est **minimale**, dans ce cas la version est encore maintenue par l'équipementier mais ne peut plus être commercialisée.

Le Terminal Lecteur Applicatif (TLA) : Tous les TLA répondent aux exigences du Terminal Lecteur (TL).

Compatibilités TLA :

- Les TLA en version 03.30 sont au niveau fonctionnel addendum 2bis
- Les TLA en version 04.0x sont au niveau fonctionnel addendum 6
- Les TLA en version 04.1x sont au niveau fonctionnel addendum 7